

2013年3月28日作成

## 人工呼吸器の動作に関する調査結果

機種名	酸素	空気	電源
V60ベンチレーター	○	○	○
BiPAP Focus	○	○	○
BiPAP AVAPS	○	○	×
Trilogy100	○	○	○
Trilogy200	○	○	○
TrilogyO2	○	○	○
LTV1200	○	○	○
LTV1000	○	○	○
LTV1150	○	○	○

\* 全ての機種は酸素が遮断されたことによりFiO2が制御できなくなります

\* 機種により電源が遮断後の作動時間は異なります。